

Tutorial Exquise Timer

Exquise Timer is ontwikkeld door een tandarts (Rémy A.J.A. Hurx) voor tandartsen. De enige relatie met Vertimart is dat Rémy een tevreden gebruiker is van hun software. Exquise Timer is dus géén product van Vertimart, maar een onafhankelijke tool die het werk van tandartsen en/of assistenten een beetje makkelijker maakt.

Exquise Timer vast in de taakbalk zetten

Als je hier bent gekomen, heb je de installatie succesvol voltooid. Het is verstandig om de app, die automatisch opstart in de zogenaamde traybar, naar voren te halen:



Je ziet hier het rechterdeel van de taakbalk. Als het logo van Exquise Timer niet zichtbaar is, moeten we het eenmalig naar voren halen.

Dit is het logo; in de bovenstaande screenshot is het nog niet zichtbaar:




Indien nog niet zichtbaar: klik op de ^:




Je krijgt dan zoiets te zien:

Nu zie je het logo linksboven in beeld. Klik met de linkermuisknop op dit logo/icoon en sleep het naar de taakbalk. Blijf vasthouden!



Als je het logo/icoon naar beneden sleept, tussen het ^-symbool en bijvoorbeeld ENG/US (je toetsenbordinstellingen), verschijnt er een verticaal streepje. Op dat moment kun je loslaten. Het logo/icoon staat nu vast rechtsonder in de taakbalk.



Als je met de linkermuisknop op het logo klikt, kun je de timer verbergen of weer zichtbaar maken. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld als je tijdelijk ruimte nodig hebt op je scherm.



De timer kan overigens ook automatisch worden verborgen, zie instellingen. (handig als Exquisite bijvoorbeeld naar Word of Outlook gaat)

Instellingen

Als je met de rechter muisknop op het logo/icoon drukt, kan je:

- Het instellingen menu openen
- Over Exquisite Timer openen
- De app afsluiten

Open nu instellingen:

Geluid aan of uit:


Een subtiele 'pling' wordt afgespeeld als deze optie is ingeschakeld.

Overruntijd aanpassen:

Je kunt de zogenaamde overruntijd aanpassen. Wanneer de timer afloopt, telt deze opvallend door van 0:00 naar bijvoorbeeld -0:30. Zo blijft duidelijk hoe lang de timer al verstreken is.

Opstartwijze:

- Altijd tonen na opstarten
- Altijd verborgen na opstarten (klik met de linkermuisknop op het icoon in de taakbalk om te tonen)
- De timer wordt getoond zodra Exquisite focus krijgt, en verdwijnt weer zodra Exquisite niet meer actief is




Vier voorkeursknoppen:

Kies een icoon dat je handig vindt en stel de bijbehorende timertijd in (maximaal 600 seconden).

Klik op OK om op te slaan of op Annuleren om af te breken.

Exquise Timer gebruiken

Je kunt door op een van de voorkeursknoppen te klikken direct de timer starten. Dit is bijvoorbeeld handig bij een afdruk, cementeren of medicatie met een vaste wachttijd.



Je kan ook een vrije timer starten, door op het linker deel van de klok te klikken:

- Linker muisknop: +1 minuut
- Rechter muisknop: -1 minuut (handig na foutief/te vaak klikken)

En het rechter deel:

- Linker muisknop: +10 seconden
- Rechter muisknop: -10 seconden

Als de overruntimer ingeschakeld wordt zie je:



Een keer klikken met de linker muisknop reset het beeld terug naar de klok.

Vragen, problemen, suggesties etc? Mail Rémy: remy@hurx.nl

Ook via iOS beschikbaar:

- Exquise Foto App: om eenvoudig pasfoto's te maken en direct te importeren in Exquise Next Generation.
- Exquise Anamnese App (alleen iPad): voor het gemakkelijk verzamelen en verwerken van anamneses. Deze iPad app gebruikt ook een windows tool die net als deze app moet worden geïnstalleerd (Meestal balie computer).

